


ローラーと突起で、
筋肉にダブルアプローチ。

スポーツトレーナーの施術を再現することで、
血行がよくなり、筋肉を本来の状態に。
運動前後に使用すれば、筋肉のこりがほぐれて
コンディションが整います。



こだわりの
ローラー



握りやすいグリップ



2つの突起



水洗い可能

押して、流す。アスリートも取り入れる「スポーツケア」を、これ1本で。

コンディションの維持やパフォーマンス向上などを促す、スポーツトレーナーの本格的な施術がいつでも手軽に再現できます。

指圧代用器の効果・効能

- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 血行をよくする

指圧代用器

※指圧代用器の効果は、突起部分を肌に押し当てているとき以外は得られません。



突起で押してローラーで流すダブルアプローチで血行をよくして、筋肉の疲れをとります。



※イメージ



シックスパッド
コンディショニングローラー
¥19,800(税込)

SIXPAD
Conditioning Roller

指圧代用器

シックスパッド コンディショニングローラー

〈セット内容〉コンディショニングローラー本体1台/取扱説明書/保証書 (品番) SR-AA-02A (サイズ)約92×198×98mm (材質)本体:ABS、アルミニウム合金、エラストマー、鉄、ステンレス、ポリアセタール、ポリカーボネート、ナイロン (本体重量)約342g

次のような方は使用しないでください。事故や肌・身体トラブルのおそれがあります。

- ・金属アレルギー体質の方
- ・皮ふに知覚障害のある方
- ・皮ふ感染症、皮ふ炎などの方
- ・妊娠初期の不安定期の方、出産直後の方、または妊娠中で体調がすぐれない方(妊娠高血圧症候群の方など)
- ・出血性疾患(血友病など)の方
- ・体調がすぐれない方
- ・紫斑になりやすい方
- ・薬を服用中の方
- ・飲酒している方

※上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安のある方は医師に相談してください。